


IRM

CER07 - Etude de paroi



Ordre des acquisitions

Séquence	Orientation	Info
3DT1 fs SPACE	sag	TSE
3D TOF	ax	EG SPGR
T2 FLAIR	cor	SE
	injection	
T2-TSE fs	ax	TSE
DWI	ax	EPI
SWI	ax	EG
T2 FLAIR	cor	SE
3DT1 fs SPACE	sag	TSE

Options		

Remarques : Vérifier que toutes les séquences sont sur le PACS.

Injection	oui
Produit	Chélate de gadolinium